



ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SHERAPORAL

1. Применение

SHERAPORAL - это погружной отвердитель, разработанный на биологической основе. Не содержит органических разбавителей и не выделяет вредные испарения. SHERAPORAL не токсичен и легко утилизируется.

2. Применение

Может использоваться со всеми паковочными массами для литья.

3. Приготовление с паковочными массами для литья

SHERAPORAL переливают в пластиковый или стеклянный контейнер (с крышкой).

Дублирующую модель высушивают при 170 - 180 °C в течение приблизительно 20 минут.

4. Пожалуйста, обратите особое внимание:

Модель должна быть полностью сухой.

Погружают на 2 секунды в жидкость для отверждения. Контейнер для погружения закрывают после использования.

Модель ставят вертикально и оставляют остывать. Если отвердитель не полностью абсорбировался моделью, модель помещают обратно в печь приблизительно на 5 минут.

Отвержденную модель оставляют остывать.

5. Срок хранения

Неограниченный срок хранения при использовании герметичной оригинальной упаковки.

Гарантия

Компания SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG сертифицирована в соответствии с требованиями DIN EN ISO 13485 и гарантирует безупречное качество своей продукции, благодаря тщательной системе контроля качества.

Наши инструкции по применению основаны на результатах испытаний в нашей лаборатории. Приведенные технические данные гарантируются только в том случае, если процесс выполняется, как указано. Пользователь самостоятельно несет ответственность за обработку продукции. Мы не несем ответственности за ошибочные результаты, так как SHERA не оказывает влияние на обработку. Тем не менее, возможные претензии в отношении ущерба относятся только к стоимости продукции.

!

Данная инструкция по применению является переводом инструкции с английского языка на русский язык. Скачать оригинальный текст инструкции можно на официальном сайте производителя:

https://shop.shera.de/media/pdf/9264/ga_sheraporal_englisch.pdf

Перевод текста выполнен специально для компании Штрюмбергер-Дентал. Любое копирование и изменение текста возможно только при получении разрешения от компании Штрюмбергер-Дентал.

www.stromberger-dental.ru

2020